

KONTROLA MIKROALBUMINY POZIOM I-II

PI

REF A302M

REF A303M

FOR USE WITH

ARCHITECT® c

ALINITY® c

Zmiany wprowadzone w instrukcji użytkowania zaznaczono na szaro.

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji zawartych w ulotce. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od instrukcji nie można zagwarantować wiarygodności wyników testu.

PRZEZNACZENIE

Kontrola mikroalbuminy służy do kontroli jakości testu Microalbumin Liquid.

ZAWARTOŚĆ / DOSTARCZANE MATERIAŁY

Kontrola mikroalbuminy poziom I

REF: A302M

Opakowanie: 5 x 1 mL płynny

Kontrola mikroalbuminy poziom II

REF: A303M

Opakowanie: 5 x 1 mL płynny

Do stosowania z:

Odczynnik Archem Microalbumin Liquid
Kalibrator Archem Microalbumin

Azydek sodu (0,09 %) dodano jako środek konserwujący.

STABILNOŚĆ KONTROLI

Temperatura-warunki	Stabilność
Nieotwarte, w +2/+8°C	Do daty ważności podanej na fiolce
Otwarte, w +2/+8°C	30 dni

PRZYGOTOWANIE KONTROLI

Kontrola jest gotowa do użycia.

OZNAKI NIESTABILNOŚCI LUB ZEPSUCIA

Obecność nadmiernego zmętnienia i wzrostu drobnoustrojów może wskazywać na zepsucie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Materiał pochodzenia ludzkiego. Traktować jako materiał potencjalnie zakaźny. Każdy dawca osocza użyty do przygotowania tego produktu został przebadany metodą zatwierdzoną przez FDA i uzyskał wynik ujemny na obecność przeciwciał HIV 1/2, HBsAg, HCV, HIV-Ag. Żadna ze znanych metod badawczych nie może jednak w pełni zagwarantować nieobecności wirusa zapalenia wątroby typu B, ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) ani czynników zakaźnych. Wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego należy stosować zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), zachowując odpowiednie środki ostrożności. Karta charakterystyki jest dostępna na stronie www.archem.com.tr lub można skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.

OSTRZEŻENIA

IVD: Wyłącznie do diagnostyki in vitro.

Nie używać odczynników po upływie terminu ważności.

Nie należy mieszać odczynników o dwóch różnych numerach serii.

Do użytku profesjonalnego.

Należy przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).

Zawiera azydek sodu.

OSTROŻNIE: Za pomocą tego produktu przetwarzane są próbki pochodzenia ludzkiego. Wszystkie próbki pochodzenia ludzkiego uważa się za materiał potencjalnie zakaźny i zaleca się postępowanie z nimi zgodnie z normami OHSAS.

Niebezpieczeństwo

H317 :Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Środek ostrożności

P280 :Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / okulary ochronne / maskę.

P264 :Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P272 :Zanieczyszczonej odzieży roboczej nie wносить poza miejsce pracy.

Interwencja

- P302+P352 :W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.
- P333+P313 :W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza.
- P362+P364 :Zanieczyszczoną odzież zdjąć i dokładnie wyprać przed ponownym użyciem.

Usuwanie

- P501 :Zawartość i pojemniki usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

PIŚMIENICTWO

1. Council Directive (2000/54/EC). Official Journal of the European Communities No. L262 from Oct. 17, 2000.
2. EU-Dir 1999/11 Commission Directive of 8 March 1999 adapting to technical progress the principles of Good Laboratory Practice as specified in Council Directive 87/18/EEC
3. Clinical and Laboratory Standards Institute, H26-A2, Validation, verification, and quality assurance of automated hematology analyzers; Approved Guideline - Second Edition.
4. Gabbay, K.H., Hastay, K., Breslow, J.L., Ellison, R.C., Bunn, H.F., and Gallop, P.M., J. Clin. Endocrinol. Metab. 44, 859 (1977).
5. US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 29 CFR Part 1910.1030, *Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens*.

ZNAKI TOWAROWE

Kontrola Archem Microalbumin poziom I-II jest znakiem towarowym firmy Archem Sağlık Sanayi ve Tic. A.Ş. w różnych jurysdykcjach.



Archem Sağlık Sanayi ve Tic. A.Ş.
 Mahmutbey Mah. Halkalı Cad. No:124 Kat:4
 Bağcılar/İstanbul/Türkiye
Tel: + 90 212 444 08 92
Fax: +90 212 629 98 89
info@archem.com.tr **www.archem.com.tr**



SEMBOLLER

IVD

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro

LOT

Numer serii

CONTROL

Kontrola

GTIN

Globalny numer jednostki handlowej (GTIN)

REF

Numer katalogowy

FOR USE WITH

Identyfikuje produkty przeznaczone do stosowania razem

PRODUCT OF TURKEY

Produkt turecki



Wytwórca



Termin ważności



Ograniczenia temperatury (warunki przechowywania)



Zapoznaj się z instrukcją użytkowania



Ostrożnie



Liczba testów